



ヒト、マウス、ラット等のアディポカイン関連製品

アディポカイン (アッセイキット、ライブラリー)

Adipokine

メタボリックシンドロームや心血管疾患研究のためのアディポカインを豊富に取り揃えています。

- アディポカインアッセイキット (ヒト・マウス・ラット)
- アディポカインライブラリー
- タンパク質ライブラリー
- 抗体ライブラリー
- 抗体カタログ 300 もの抗体をリスト
- 組換え型タンパク質カタログ (150 タンパク質をリスト)
- MS, CVD, Tumor, 骨粗鬆症のためのバイオマーカー

アディポカインアッセイキット (ELISA)

アディポカインアッセイキット (ELISA) キット内容
例) ヒト Adiponectin(total) SK00010-01

- 96well microplate
- Adiponectin Standard
- Detection Antibody Concentrate
- Positive Control
- Streptavidin-HRP Conjugate
- Dilution Buffer
- Wash Buffer
- TMB Substrate Solution
- Stop Solution
- Plate Covers

ヒト

商品名	商品番号	価格
Adiponectin	SK00010-01	お問合せ
FGF21	SK00145-01	お問合せ
Leptin	SK00050-02	お問合せ
Vaspin	SK00121-01	お問合せ

マウス/ラット

商品名	商品番号	価格
Adiponectin	SK00010-06	お問合せ
FGF21	SK00145-03	お問合せ
Leptin	SK00050-08	お問合せ
Vaspin	SK00560-03	お問合せ

アディポカインライブラリー

AdipoBio は、アディポカインの研究や細胞生物研究、タンパク質マイクロアレイ生成、タンパク質相互作用の新規スクリーニング、受容体結合ならびに抗体反応の研究に最適なライブラリーを提供します。

アディポカインアッセイキット (ELISA) 操作手順

サンプル、スタンダード、ブランクを準備

サンプル、スタンダードに Standard を加え、
室温 *2 時間インキュベート

洗浄

Detection Antibody Concentrate を加え、
室温 *2 時間インキュベート

洗浄

Streptavidin-HRP Conjugate を加え、
室温 *1 時間インキュベート

Stop Solution を加える

吸光度測定 (450nm)

<特徴>

- 96 ウェル PCR プレート 30 種のアディポカインを搭載
- 各ウェルで可溶性組換えアディポカインを分析
- 凍結乾燥状態で提供

商品番号	サイズ	価格
ABSAL-01A	計 25 ug/ アディポカイン、25ug/ well	お問合せ
ABSAL-02A	計 50 ug/ アディポカイン、25ug/ well	お問合せ
ABSAL-03A	計 100 ug/ アディポカイン、25ug/ well	お問合せ